

5 GLÄSER FÜR DIE MIKROBIOLOGIE
GLASSWARE FOR MICROBIOLOGY
VERRERIE POUR LA MICROBIOLOGIE
VIDRIO PARA MICROBIOLOGÍA





Best.-Nr. Cat. No.	d ₁ x h ₁ mm	d ₂ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 755 41	60 x 20	54,5	22	10
21 755 43	80 x 20	74	22	10
21 755 46	100 x 15	94	17	10
21 755 48	100 x 20	94	22	10
21 755 51	120 x 20	114	22	10
21 755 53	150 x 30	143	32	10

Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilicatglas hergestellt. Sie sind anderen Petrischalen überlegen, weil sie eine gleichmäßige Nährbodenverteilung ermöglichen und eine verzerrungsfreie Durchsicht gewährleisten.


These Petri dishes are made of borosilicate glass using a special manufacturing process. They are superior to other types because they allow even distribution of culture media and have a distortion-free transparency.

Ces boîtes de Pétri sont fabriquées en verre borosilicaté selon un procédé spécial. Elles sont supérieures aux autres boîtes parce qu'elles permettent une distribution homogène du bouillon de culture et offrent une transparence exempte de distorsion.

Esas cajas de Petri son fabricadas con vidrio borosilicatado usando un proceso especial de manufactura del vidrio de borosilicato. Son superiores a las demás, porque facilitan una distribución uniforme del medio de cultivo y porque aseguran una transparencia exenta de distorsión.

Best.-Nr. Cat. No.	d x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 755 39	40 x 12	10
23 755 40	60 x 15	10
23 755 42	80 x 15	10
23 755 45	100 x 10	10
23 755 46	100 x 15	10
23 755 48	100 x 20	10
23 755 51	120 x 20	10
23 755 52	150 x 25	10
23 755 56	180 x 30	10
23 755 59	200 x 30	10
23 755 61	200 x 50	10

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	b mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 671 52	130	100	14	10




DUROPLAN®-Petrischalen

Boîtes de Pétri DUROPLAN®

DUROPLAN® Petri dishes

Cajas Petri DUROPLAN®

KALK-SODA/SODA-LIME/ SODO-CALCIQUE/CAL-SODA



STERIPLAN®-Petrischalen

Kalk-Soda-Glas, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei

Boîtes de Pétri STERIPLAN®

en verre sodo-calciue, Surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes. Exemptes de bulles et inclusions


STERIPLAN® Petri dishes

Soda-lime-glass, Bottom dish and lid inside and outside microscopic flat, free of bubbles and other imperfections

Cajas Petri STERIPLAN®

En vidrio cal-soda, Tapa y base microscópico planos exterior e interiormente, exentas de burbujas y estrias

KALK-SODA/SODA-LIME/ SODO-CALCIQUE/CAL-SODA




Tüpfelplatte nach Feigl




Plaque pour réaction, selon Feigl

Spot plate, Feigl

Placa para reacción a la gota, según Feigl



Best.-Nr. Cat. No.	d x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
ohne Teilung/without sections/sans division/sin compartimentos		
21 754 46	100 x 15	10
21 754 48	100 x 20	10
mit Halbteilung/half-sectional/division en deux sections égales/con dos compartimentos		
21 750 48	100 x 20	10
mit Drittelteilung/three-sectional/division en trois sections égales/con tres compartimentos		
21 753 48	100 x 20	10
mit Viertelteilung/four-sectional/division en quatre sections égales/con cuatro compartimentos		
21 752 48	100 x 20	10




DURAN®-Petrishalen
gepresst,
nach DIN 12339

Boîtes de Petri en
DURAN®
pressées, DIN 12339

DURAN®-Petri dishes
pressed, DIN 12339

Cajas Petri en vidrio
DURAN®
prensadas, según
DIN 12339



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 501 43	450	117	29	100	10


Kulturkolben
nach Fernbach
bauchige Form

Flacons à culture
selon Fernbach
forme ventrue

Culture flask,
Fernbach type
bulbous shape

Matraz para cultivos
según Fernbach
forma abombada

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d	d ₁	h	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	
21 511 62	1 800	200	45	158	2



Kulturkolben nach Fernbach

konische Form


Flacons à culture selon Fernbach

forme conique

Culture flask, Fernbach type
conical shape

Matraz para cultivos según Fernbach
forma cónica

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	l	b	h	d ₁	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	
21 521 41	400	140	200	39	39 x 60	10



Kulturkolben nach Kolle
Hals oval, DIN-EN 113


Culture flask, Kolle
oval neck, DIN-EN 113



Ballon à culture selon Kolle
col ovale, DIN-EN 113

Matraz para cultivos según Kolle
cuello oval, DIN-EN 113

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	l	b	h	d ₁	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	
21 541 58	1 200	260	122	56	32	10




Kulturkolben nach Roux

Culture flask, Roux



Ballon à culture selon Roux

Matraz para cultivos según Roux




**Kulturkolben
nach Roux**
Hals konisch, exzentrisch

**Ballon à culture
selon Roux**
col conique, excentrique

**Culture flask,
Roux-type**
conical neck, excentric

**Matraz para cultivos
según Roux**
cuello cónico excéntrico

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	l mm	b mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 571 58	1 200	275	132	56	10




Penicillinkolben

**Boîte à pénicilline
à bord droit**

Penicillin flask

Matraz para penicilina

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	l mm	b mm	h mm	d mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 551 71	4 000	370	200	90	50	1



Kulturflaschen
Rand gerade
für Kapsenberg-Kappen

**Flacons à culture
à bord droit**
pour emploi avec capu-
chons
de Kapsenberg

Culture bottles
with straight rim
for Kapsenberg caps

Fascos para cultivos,
borde recto
para casquetes de
Kapsenberg

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Best.-Nr. für pass. Kapsenberg-Kappe Cat.-Nr. for matching Kapsenberg caps	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 421 17	50	40	18	107	29 010 11	10
21 421 24	100	40	18	150	29 010 11	10
21 421 32¹	200	50	18	175	29 010 11	10


¹DIN 38 411, Teil 6

¹DIN 38 411, part 6

¹DIN 38 411, partie 6

¹DIN 38 411, apartado 6

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Best.-Nr. für pass. Kapsenberg-Kappe Cat.-Nr. for matching Kapsenberg caps	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 491 24	100	64	18	120	29 010 11	10




Erlenmeyer-Kolben
Rand gerade
für Kapsenberg-Kappen

Fiole Erlenmeyer, pour
emploi avec capuchons
de Kapsenberg

Erlenmeyer flask
with straight rim
for Kapsenberg caps

Matraz Erlenmeyer
borde recto, para
casquetes de Kapsenberg

Best.-Nr. Cat. No.	Für Hals d ₁ For neck d ₁ mm	Passend zu Suitable for	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 010 09	16	Kulturröhrchen Culture flask Tube à cultures Tubo para cultivos	26 132 21 10
29 010 11	18	Kulturröhrchen Culture flask Tube à cultures Tubo para cultivos Kulturflaschen Culture bottles Fioles à cultures Frascos para cultivos Erlenmeyer-Kolben Erlenmeyer flask Fioles Erlenmeyer Matraces Erlenmeyer	26 132 23 10 21 421 . . 10 21 491 24 10



Kapsenberg-Kappen
aus Aluminium




Capuchons de Kapsenberg
en aluminium

Kapsenberg caps
in aluminium

Casquetes Kapsenberg
de aluminio

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Best.-Nr. für pass. Glaskappe Cat.-Nr. for matching glass cap	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 431 39	300	71	31	169	21 441 18	10
21 431 44	500	83	46	204	21 441 29	10
21 431 54	1 000	105	46	237	21 441 29	10




Nährbodenflaschen
Rand gerade
für Glaskappen



**Flacons pour milieux
de culture**
bord droit
pour capuchon en verre

Culture media bottle
with straight rim
for glass caps

**Frascos para cultivos
borde recto**
para casquetes de vidrio


**Glaskappen**

Glass caps


Capuchons

Casquetes

Best.-Nr. Cat. No.	Für Hals Ø For neck Ø	Best.-Nr. für passende Nährbodenflasche Cat. No. for matching cult. media bottle	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
	mm		
21 441 18	31	21 431 39	10
21 441 29	46	21 431 44	10
		21 431 54	


**Vierkantflasche**
nach Breed-Demeter**Square bottle**
Breed-Demeter**Flacons carrés**
selon Breed-Demeter**Frasco cuadrangular**
según Breed-Demeter

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	b mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 481 31	180	28	48	148	10

**Nährbodenflaschen**
mit Bördelrand**Culture media bottle**
with beaded rim**Flacons pour milieux
de culture**
à bord évasé**Frascos para cultivos**
con reborde

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 451 24	100	50	29	115	10
21 451 39	300	71	42	167	10
21 451 44	500	83	42	206	10
21 451 54	1 000	105	46	235	10
21 451 66	2 500	150	50	313	1
21 451 73	5 000	185	54	390	1

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 771 24	100	64	38	114	10
21 771 32	200	79	38	138	10
21 771 36	250	85	38	149	10
21 771 39	300	87	38	161	10
21 771 44	500	105	38	183	10
21 771 54	1 000	131	38	232	10
21 771 63	2 000	166	38	305	10




Kulturkolben, Erlenmeyerform, Hals gerade
für Metall-Kappen

Flacons pour milieux de culture, col droit
pour capuchons en métal

Culture flasks, Erlenmeyer shape, straight neck
for metal caps

Frascos para cultivos, forma Erlenmeyer
cuello recto para casquetes de metal

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 773 24	100	50	38	125	10
21 773 39	300	71	38	170	10
21 773 44	500	83	38	208	10
21 773 54	1 000	105	38	240	10




Nährbodenflaschen
Hals gerade für Metall-Kappen

Flacons pour milieux de culture, col droit
pour capuchons en métal

Culture media bottles
straight neck for metal caps

Frascos para cultivos
cuello recto para casquetes de metal

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 774 62	1 800	200	38	175	2




Kulturkolben nach Fernbach, konische Form, Hals gerade
für Metall-Kappen

Ballon à culture selon Fernbach, forme conique, col droit
pour capuchons en métal

Culture flask, Fernbach type, conical shape
straight neck for metal caps

Matraces para cultivos, según Fernbach, forma cónica, cuello recto
para casquetes de metal

**Metall-Kappen**

passend zu: Kulturkolben
Nr. **21 771**, **21 774**,
Nährbodenflaschen
Nr. **21 773**

Metal caps

suitable for: Culture flasks
No. **21 771**, **21 774**,
Culture media bottles
No. **21 773**

Capuchons en métal

convenant pour: Flacons
à culture, No **21 771**,
Flacons pour milieux de
cultures No **21 773**, Ballons
à culture No **21 774**

Casquetes de metal


adecuados para: Matraz
para cultivos No **21 771**,
Frasco para cultivos
No **21 773**, Matraz para
cultivos No **21 774**

Best.-Nr. Cat. No.	Material Material	Für Hals Ø For neck Ø mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 012 24	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable Acero inoxidable	38	10
29 013 24	Aluminium, blau eloxiert Aluminium, anodised blue Aluminium, anodisé bleu Aluminio anodizado azul	38	10



**Rollerflaschen für Zell-
kulturen**, mit DIN-
Gewinde mit Schraub-
verschluss-Kappe und
Ausgießring aus PP, blau

**Roller bottles for cell
cultures**, with DIN-
thread with plastic
screw-cap and pouring
ring in polypropylene,
blue




**Fioles pour culture de
cellules forme cylindrique**
avec filetage DIN, avec
capuchon vissé et bague
de déversement en PP,
bleu

**Fraços para cultivos de
células, forma cilíndrica**
con rosca DIN con
casquete roscado y anillo
de vertido en PP, azul

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	d mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 772 68 5	45	110	285	2
21 772 86 5	45	110	450	1

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 461 24	100	45	17	135	10
21 461 36	250	57	17	182	10
21 461 44	500	74	17	218	10
21 461 54	1 000	95	17	265	10



Rollrandflaschen
ohne Verschluss


Flacons à bord à bague
en verre DURAN®
sans fermeture

Bottles with rolled
flange, without closure

DURAN®-Frascos con
borde rodado, sin cierre

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 465 24	100	45	17	10
21 465 36	250	57	17	10
21 465 44	500	74	17	10
21 465 54	1 000	95	17	10

Einzelteile: Bügelverschluss aus Porzellan **29 701 08**
Components: Clamp closure with porcelain body **29 701 08**
Éléments: Fermeture à étiér en porcelaine **29 701 08**
Piezas de sueltas: Cierre tipo cangrejo de porcelana **29 701 08**



Rollrandflaschen
mit Bügelverschluss



Flacons à bord à bague
à fermeture à étiér
(Bouchon mécanique)


Bottles with rolled
flange, with clamp
closure

Frascos con borde
rodado, con cierre tipo
cangrejo

KALK-SODA/SODA-LIME/ SODO-CALCIQUE/CAL-SODA

Best.-Nr. Cat. No.	AD OD mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 319 00	45	100	10

* Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719
Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116
Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322
* Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719
Acid resistance class 3, DIN 12 116
Alkali resistance class 2, DIN 52 322
* Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719
Classe acide 3, DIN 12 116
Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322
* Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719
Acido clase 3, DIN 12 116
Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322




Färbetrog nach Coplin,
für 10 Objektträger
76 x 26 mm aus Kalk-
Soda-Glas*

Cuvettes à coloration
d'après Coplin, pour
10 lames 76 x 26 mm
en verre sodo-calcique*

Staining jar, for 10
microscope slides
76 x 26 mm, made of
soda-lime glass*

Cubetas para tinción
según Coplin, para 10
portaobjetos 76 x 26 mm
en vidrio cal-soda*

Hinweis: Färbekasten und Färbetrog bitte nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.
Advise: Staining dish and Staining jar please do not clean at temperatures above of 60 °C.
Conseil: Cuves et Cuvettes à coloration ne doivent pas être lavés à plus de 60 °C.
Aconsejar: Cubetas para tinción no limpiar a mayor temperatura de 60 °C.

KALK-SODA/SODA-LIME/
SODO-CALCIQUE/CAL-SODA

Färbekasten nach Hellendahl, für 16 Objektträger
76 x 26 mm, aus Kalk-Soda-Glas*


Cuves à coloration d'après Hellendahl
pour 16 lames
76 x 26 mm, en verre sodo-calcique*

Staining dish, Hellendahl type
for 16 microscope slides
76 x 26 mm, made of soda-lime glass*

Cubetas para tinción según Hellendahl
para 16 portaobjetos
76 x 26 mm, en vidrio cal-soda*

Best.-Nr. Cat. No.	l x b x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 314 00	90 x 40 x 90	10

*Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719
Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116
Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322
*Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719
Acid resistance class 3, DIN 12 116
Alkali resistance class 2, DIN 52 322
*Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719
Classe acide 3, DIN 12 116
Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322
*Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719
Acido clase 3, DIN 12 116
Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322

KALK-SODA/SODA-LIME/
SODO-CALCIQUE/CAL-SODA

Färbekasten nach Hellendahl
für 16 Objektträger
76 x 26 mm, mit Erweiterung nach oben aus Kalk-Soda-Glas*

Cuves à coloration d'après Hellendahl
pour 16 lames
76 x 26 mm, avec élargissement dans le haut en verre sodo-calcique*

Staining dish, Hellendahl type
for 16 microscope slides
76 x 26 mm, with wide upper section, made of soda-lime glass*

Cubetas para tinción según Hellendahl
para 16 portaobjetos
76 x 26 mm, con ensanchamiento superior en vidrio cal-soda*

Best.-Nr. Cat. No.	l x b x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 315 00	60 x 60 x 100	10

*Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719
Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116
Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322
*Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719
Acid resistance class 3, DIN 12 116
Alkali resistance class 2, DIN 52 322
*Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719
Classe acide 3, DIN 12 116
Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322
*Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719
Acido clase 3, DIN 12 116
Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322

Hinweis: Färbekasten und Färbetrog bitte nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.
Advise: Staining dish and Staining jar please do not clean at temperatures above of 60 °C.
Conseil: Cuves et Cuvettes à coloration ne doivent pas être lavés à plus de 60 °C.
Aconsejar: Cubetas para tinción no limpiar a mayor temperatura de 60 °C.

Best.-Nr. Cat. No.	l x b x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
23 316 00	90 x 70 x 40	10

*Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719
Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116
Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322

*Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719
Acid resistance class 3, DIN 12 116
Alkali resistance class 2, DIN 52 322

*Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719
Classe acide 3, DIN 12 116
Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322

*Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719
Acido clase 3, DIN 12 116
Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322

Hinweis: Färbekasten und Färbetrog bitte nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.


Advise: Staining dish and Staining jar please do not clean at temperatures above of 60 °C.

Conseil: Cuves et Cuvettes à coloration ne doivent pas être lavés à plus de 60 °C.

Aconsejar: Cubetas para tinción no limpiar a mayor temperatura de 60 °C.

Best.-Nr. Cat. No.	l x b x h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 317 00	88 x 40 x 70	10

KALK-SODA/SODA-LIME/ SODO-CALCIQUE/CAL-SODA




**Färbekasten
nach Schiefferdecker**
für 10 Objektträger
76 x 26 mm
aus Kalk-Soda-Glas*

**Cuves à coloration
d'après Schiefferdecker**
pour 10 lames
76 x 26 mm
en verre sodo-calcique*

**Staining dish,
Schiefferdecker type**
for 10 microscope slides
76 x 26 mm
made of soda-lime
glass*

**Cubetas para tinción
según Schiefferdecker**
para 10 portaobjetos
76 x 26 mm
en vidrio cal-soda*




Färbegestell, DURAN®
für 10 Objektträger
76 x 26 mm oder jede
Breite bis 52 mm

**Support à coloration,
DURAN®**
pour 10 lames
76 x 26 mm ou toute
autre largeur jusqu'à
52 mm

Staining tray, DURAN®
for 10 microscope slides
76 x 26 mm or any
width up to 52 mm

**Cestillos para tinción,
DURAN®**
para 10 portaobjetos
76 x 26 mm o cualquier
anchura hasta 52 mm


Drahtbügel für Färbegestell

aus rostfreiem Edelstahl

Tringle en fil métallique pour support de coloration

en acier fin inoxydable

Stainless steel handle for staining tray
Gancho para cestillo en acero inoxidable

Best.-Nr.


Cat. No.

29 075 00

Originalpckg./Stück

Stand. pack/quantity

10

KALK-SODA/SODA-LIME / SODO-CALCIQUE/CAL-SODA

Glaskasten, zur Aufnahme des Färbegestells aus Kalk-Soda-Glas*
Cuves en verre, pour support de coloration en verre sodo-calciue*
Glass box, with cover for staining tray made of soda-lime glass*
Cubetas de vidrio, para cestillos para tinción en vidrio cal-soda*

Best.-Nr.

Cat. No.

23 318 00

l x b x h

mm

108 x 90 x 70

Originalpckg./Stück

Stand. pack/quantity

10

 * Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719
 Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116
 Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322

 * Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719
 Acid resistance class 3, DIN 12 116
 Alkali resistance class 2, DIN 52 322

 * Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719
 Classe acide 3, DIN 12 116
 Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322

 * Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719
 Acido clase 3, DIN 12 116
 Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322